



亿奥邦（北京）生物科技有限责任公司
Beijing Yi Aobang Biotechnology Research Co., Ltd
TEL:400-888-1804
Http://www.eallbio-tech.com

亿奥邦免疫荧光生物样本信息详细说明

样本包装及运输事项	
1. 样本寄出前，请给对应项目的联系人或18503867156@163.com发送一份填写完整的电子版《亿奥邦免疫荧光生物样本信息表》。标*号为必填项目，以免因信息不全或错误而耽搁实验进度。	
2. 样本寄送时，请将填写完整的纸质版《亿奥邦免疫荧光生物样本信息表》和其它纸质资料密封于塑料袋内，随样本一起寄出。	
3. 样本请置于1.5ml或其它型号的低吸附离心管里；管上清楚标明样本名称，样本管上的名称要与《亿奥邦免疫荧光生物样本信息表》一致，请核实无误；用parafilm膜把样本管密封好；然后将样本管置于保护用的50ml离心管或其它容器里，加入适量的纸、纱布或棉花等防止样本管晃动碰撞，拧紧盖子。	
4. 根据样本类型选择室温、冰袋或者干冰包装，选择最快捷运输方式以避免样本降解；请合理安排发货时间，避免样本在周六、周日或法定节假日到达亿奥邦；如果物流方面有特殊要求，请事先与亿奥邦对应项目的联系人电话确认。	
5. 客户提供的样本，本着保密的原则，亿奥邦只保留一个月，如无特殊要求，逾期将全部销毁，请客户自行做好备份。	
6. 运输要求：细胞样本：25T培养瓶常温运输/冻存管干冰运输；组织样本：干冰运输；切片样本：常温运输；蜡块：常温运输；抗体：依据说明书，一般4℃或-20℃运输，严禁反复冻融。	
7. 项目在合同签署且收到预付款后立即启动并开始计算项目周期。	
8. 如有其它，请在备注中说明。	

亿奥邦免疫荧光生物生物样本信息表

样本接收								
收件单位	收件人1							
收件地址	收件人2							
客户信息								
客户姓名*	联系电话*	联系邮箱*	单位*	合同编号*				
样本运输条件		干冰 ☐	蓝冰 ☐	湿冰 ☐	室温 ☐			
样本信息								
标*号为必填项目，以免因信息不全或错误而耽搁实验进度。								
样品名称组成只限于以下几种：大写、小写字母、数字、符号，最好不要包含中文。								
组织类型：如心/肝/脾等，或其他部位；切片要求：横切/纵切/部分横切-部分纵切等。								
序号#	样本名称*	样本类型* 如其他，请备注	样本种属* 如其他，请备注	组织类型*	切片要求*	一抗信息(检测数量、货号、厂家等)*	样本数量*	备注
0	示例1	组织	小鼠(mouse)	肝脏	横切/纵切		2	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								