

细胞增殖检测生物送样要求

样本类型及样本要求

一、细胞样本

细胞悬液或贴壁细胞：选生长状态良好的细胞，密度 $\geq 75\%$ 时，去掉旧培养液换入新培养液，量要达到培养瓶的颈部(过满易污染)，保留少许空间，拧紧瓶盖，然后用封口膜将瓶口密封。

冻存细胞：细胞冻存后干冰或者液氮运输；提供至少 1×10^7 细胞。

二、客户提供药物或处理试剂

运输：依据说明书要求，严禁反复冻融。

样本包装运输注意事项 **重要信息，注意阅读。**

样本寄出前，请联系亿奥邦相关技术人员或给 18503867156@163.com 邮箱发送一份填写完整的电子版《亿奥邦细胞增殖检测生物样本信息表》；如有特殊情况，请在快递发出前与亿奥邦细胞增殖检测技术服务人员电话联系，比如客户自送样本、提前寄送样本、有其它物品随样本一起快递需要额外点收等，以便安排人手，防止丢失。

请将填写完整的纸质版《亿奥邦细胞增殖检测生物样本信息表》以及其它技术资料(如有)密封于塑料袋内，随样本一起寄出；合同请另单快递给对应接收人员，不要与样本一起快递，既避免物流分拣环节导致合同遗失，也避免干冰或蓝冰冷凝水可能损坏文件。

细胞置于 25T 培养瓶或冻存管中；培养瓶或管上清楚标明样本名称，所标记名称要与亿奥邦细胞增殖检测生物样本信息表一致，请双人核实无误；用 parafilm 膜把样本管缠紧密封好；将样本管置于保护用的 50ml 离心管或其它容器里，用适量纸、纱布或棉花塞紧，防止样本管晃动，旋紧盖子。

根据样本类型选择室温、蓝冰或者干冰包装，选择最快的运输方式以免样本降解；合理安排发货时间，避免周六、周日或法定节假日到达，以免样本丢失。低温运输采用安全的干冰，不要用危险的液氮；液氮如果渗进样本管，在温度发生变化时因体积膨胀有可能导致爆炸，毁坏样本。

项目结束后，剩余样本免费保存 1 个月；如果需要延长保存期或者返还，请提前与亿奥邦细胞增殖检测技术服务人员联系。

守数据本真 拓科研新境

