



亿奥邦（北京）生物科技有限责任公司
Beijing Yi Aobang Biotechnology Research Co., Ltd
TEL:400-888-1804
Http://www.eallbio-tech.com

亿奥邦定量PCR生物样本信息详细说明

样本包装及运输事项	
1. 样本寄出前，请给定量PCR项目的联系人或18503867156@163.com发送一份填写完整的电子版《亿奥邦定量PCR生物样本信息表》。标*号为必填项目，以免因信息不全或错误而耽搁实验进度。	
2. 样本寄送时，请将填写完整的纸质版《亿奥邦定量PCR生物样本信息表》和其它纸质资料密封于塑料袋内，随样本一起寄出。	
3. 样本请置于1.5ml或其它型号的低吸附离心管里；管上清楚标明样本名称，样本管上的名称要与《亿奥邦定量PCR生物样本信息表》一致，请核实无误；用parafilm膜把样本管密封好；然后将样本管置于保护用的50ml离心管或其它容器里，加入适量的纸、纱布或棉花等防止样本管晃动碰撞，拧紧盖子。	
4. 根据样本类型选择室温、冰袋或者干冰包装，选择最快捷运输方式以避免样本降解；请合理安排发货时间，避免样本在周六、周日或法定节假日到达亿奥邦；如果物流方面有特殊要求，请先与亿奥邦对应项目的联系人电话确认。	
5. 收到样本后我们将进行样本质检，根据质检结果判断该样本是否符合实验要求。	
6. RNA的定量PCR检测：组织样品可以液氮速冻后保存于-80°C，细胞也可以在加入Trizol后保存于-80°C，后续样品需用干冰寄送。样品需要注意避免各类污染和反复冻融。	
b. 对于DNA的定量PCR检测：组织样品可以液氮速冻后保存于-80°C，细胞也可以收集后直接保存于-80°C，后续样品需用干冰寄送。样品需要注意避免各类污染和反复冻融。	
7. 项目在合同签署且收到预付款后即刻启动并开始计算项目周期。	
8. 如有其它，请在备注中说明。	

亿奥邦定量PCR生物样本信息表

样本接收							
收件单位	收件人1						
收件地址	收件人2						
客户信息							
客户姓名*	联系电话*	联系邮箱*	单位*	合同编号*			
样本运输条件		干冰 ☐	蓝冰 ☐	湿冰 ☐	室温 ☐		
样本信息							
标*号为必填项目，以免因信息不全或错误而耽搁实验进度。							
样品名称组成只限于以下几种：大写、小写字母、数字、符号，最好不要包含中文。							
样本类型：细胞、组织、血液，DNA、RNA，CDNA或其他。							
序号#	样本名称*	样本类型*	样本种属*	管数*	浓度*	体积*	备注
0	示例1	DNA		2	NA	NA	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

